

【吸入指導評価チェックリスト (MDI)】

2017.8.13

薬品名	オルベスコ	フルティフォーム	メプチンエア
デバイスの操作	<input type="checkbox"/> 数回振った後、3回空噴射 (初回、また3日以上使用していない時) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット (ふたを取り、瓶をよく振る)	<input type="checkbox"/> 数回振った後、4回空噴射 (初回、また3日以上使用していない時) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット (ふたを取り、瓶をよく振る)	<input type="checkbox"/> 2回空噴射し、カウンターを100にする (初回のみ) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット (ふたを取り、瓶をよく振る)
吸入前の息吐き	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前に息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前に息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前に息を吐く
吸入	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う <input type="checkbox"/> 噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う <input type="checkbox"/> 噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う <input type="checkbox"/> 噴霧と同時にゆっくり深く吸い込む
吸入後の息止めと息吐き	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く	<input type="checkbox"/> 息こらえ <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く
うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい(必須ではない)
吸入器の管理	<input type="checkbox"/> 残量の管理ができる(日数管理) <input type="checkbox"/> 吸入可能回数がわかる <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (アダプターの水洗不可)	<input type="checkbox"/> 残量の確認ができる (カウンターの数、また残少で赤くなる)	<input type="checkbox"/> 残量の確認ができる (カウンターまたは回数・期限管理) <input type="checkbox"/> 吸入可能回数がわかる(100回) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (アダプターははずさない)

薬品名	スピリーバレスピマツ	スピオルトレスピマツ
デバイスの操作	<input type="checkbox"/> カートリッジをセットし、4回下向きに空噴射 薬剤のセット <input type="checkbox"/> (上向きで、ふたを開けずに180度右方向 へ回し、ふたを開ける)	<input type="checkbox"/> カートリッジをセットし、4回下向きに空噴射 <input type="checkbox"/> 薬剤のセット <input type="checkbox"/> (上向きで、ふたを開けずに180度右方向 へ回し、ふたを開ける)
吸入前の息吐き	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前に息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前に息を吐く
吸入	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う <input type="checkbox"/> ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込む	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽く歯で噛んで唇で覆う <input type="checkbox"/> ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込む
吸入後の息止めと息吐き	<input type="checkbox"/> 息こらえ <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く	<input type="checkbox"/> 息こらえ <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く
うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい(必須ではない)	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい(必須ではない)
吸入器の管理	<input type="checkbox"/> 残量の確認ができる(カウンター管理) <input type="checkbox"/> 吸入可能回数がわかる(60回・30日) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (吸入口を手で拭かない)	<input type="checkbox"/> 残量の確認ができる(カウンター管理) <input type="checkbox"/> 吸入可能回数がわかる(60回・30日) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (吸入口を手で拭かない)